

ARIA+ 2001 - SEMI MASCHERA FILTRANTE PER LA PROTEZIONE CONTRO COVID19: ISTRUZIONI PER L'USO

NORME TECNICHE UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE: RfU PPE-R/02.075 Version 2.



ARIA+ 2001
Prodotto da Fil.Va S.r.l.



ISTRUZIONI DI IMPIEGO:

Aria+ 2001 è conforme alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/425 e al documento PPE-R/02.075 Version 2 ed è certificata da MTIC INTERCERT S.r.l. – Organismo notificato n.0068 – Via Moscova, 11 – 20017 – Rho – Milano (Italy) e sottoposto al controllo interno della produzione da parte dello stesso organismo notificato. Visibile e scaricabile sul sito ariapiu.com.

Prima dell'apertura della confezione, lavare accuratamente le mani per evitare la contaminazione del dispositivo. Evitare di toccare l'interno del dispositivo.



FIL.VA - Monofili sintetici
Via per Schianno, 63, 21100 Varese VA

Made in Italy

Inquadra il QR code
per maggiori informazioni



Visita il sito www.ariapiu.com per maggiori informazioni e per scaricare le certificazioni e la dichiarazione di conformità

RISCHIO DA CUI IL DISPOSITIVO E' DESTINATO A PROTEGGERE E USO IMPROPRIO

Questa semimaschera filtrante è prodotta solo per la protezione da Covid19. Come richiesto dalle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per questo uso specifico, il fattore di protezione nominale dato da questa semimaschera filtrante è lo stesso del fattore di protezione nominale FFP2 definito nella EN 149: 2001 + A1: 2009. Questa semimaschera filtrante per uso generale e non deve essere utilizzata per scopi diversi dalla protezione da COVID-19

RESTRIZIONI D'USO E AVVERTENZE

1. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.
2. Si consiglia di valutare l'integrità della mascherina prima dell'uso. Se notate lacerazioni e/o macchie, sostituirla.
3. Prima di utilizzare il dispositivo, l'utilizzatore deve ricevere il test di addestramento e idoneità all'uso corretto.
4. Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione.
5. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (a) la respirazione diventa difficoltosa, o (b) si avvertono senso di angoscia o vertigini.
6. Avvertenza – Peli di barba sotto la tenuta facciale della semimaschera ed affezioni respiratorie possono ridurre l'efficienza protettiva del dispositivo.
7. Attenzione – il dispositivo non è resistente alla fiamma e non deve essere utilizzato in aree con fiamme libere.
8. Il DPI è monouso, scartare il dispositivo dopo il singolo utilizzo e smaltire nei rifiuti indifferenziati.
9. Il dispositivo non deve essere utilizzato per più di un turno e va sostituito in caso di forti colpi di tosse o starnuti all'interno dello stesso.
10. Quando la maschera protettiva è danneggiata o la resistenza respiratoria diventa troppo grande, sostituirla con una nuova.
11. Il mancato rispetto delle istruzioni e degli avvertimenti durante l'uso della maschera protettiva ridurrà l'efficacia protettiva del dispositivo.
12. Evitare di appoggiare il DPI su superfici che potrebbero essere contaminate o viceversa che potrebbero essere contaminate dal DPI.

IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare le semimaschere non ancora utilizzate nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole. Temperatura di conservazione compresa nell'intervallo 0° +25°C e umidità relativa inferiore al 50%



Teme
l'umidità



Monouso



Proteggere da
fonti di luce



Non usare se confezione
danneggiata



Fabbricante:
Fil.Va S.r.l.



Data di scadenza:
MM/AA



Leggere le
istruzioni d'uso



LN
Lotto di produzione